

## Limpeza y desinfección

### G 7883CD Mielabor



#### Control electrónico

Control electrónico "Multitronic" con 6 programas.  
Posibilidad de modificar diversos parámetros de lavado.  
Indicación del desarrollo del programa y anomalías.  
Indicación digital de la duración de los programas y de la temperatura.

#### Características

Potente bomba propulsora.  
Condensador de vapor integrado.  
Descalcificador integrado.  
Bomba de desagüe con elevación hasta 100 cm.  
Conexión a agua caliente, fría y desmineralizada.  
Conexión a corriente trifásica.  
Unidad de secado por aire caliente.

#### Sistemas dosificadores

Dosificador para detergentes en polvo.  
Bomba dosificadora para productos ácidos.  
Dosificador para productos líquidos.  
1 bomba dosificadora para productos líquidos. recinto de almacenamiento.

#### Técnica de lavado

Sistema de renovación del agua en cada fase de lavado "Frischwasser".  
Proceso de desinfección térmica a 93°C con mantenimiento de la temperatura -durante 10 minutos.  
Sistema de acoplamiento para complementos superiores y carros inyectores.

#### Diseño

Modelo de carga frontal.  
Revestimiento exterior según modelo: Carcasa de acero inoxidable salvo parte posterior.  
Cuba y brazos aspersores en acero inoxidable de alta calidad.  
Construcción de doble carcasa.

#### Certificados y referencias de homologación

VDE, GS, EMV, DVGW, CE