

Limpieza y desinfección

G 7883 Mielabor



Control electrónico

Control electrónico "Multitronic" con 6 programas.
Posibilidad de modificar diversos parámetros de lavado.
Indicación del desarrollo del programa y anomalías.
Indicación digital de la duración de los programas y de la temperatura.

Características

Potente bomba propulsora.
Descalcificador integrado.
Bomba de desagüe con elevación hasta 100 cm.
Conexión a agua caliente, fría y desmineralizada Bomba ADP.
Conexión a corriente trifásica.

Sistemas dosificadores

Dosificador para detergentes en polvo.
Bomba dosificadora para productos ácidos.
Dosificador para productos líquidos.
Recinto de almacenamiento.

Diseño

Modelo de carga frontal.
Revestimiento exterior según modelo: Carcasa de acero inoxidable o
Carcasa de acero con esmalte especial en blanco.
Cuba y brazos aspersores en acero inoxidable de alta calidad.
Construcción de doble carcasa.

Certificados y referencias de homologación

VDE, GS, EMV, DVGW, CE